

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica		MODULO I DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche								ModL 01	
										Rev. N. 01	
										Emissione: 01.03.19	
										Pag. 1 a 1	
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
17 BETA ESTRADIOL O	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/estrogeni
ACIDO 5-IDROSSINDOLACETICO (5-HIAA)	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	8	mg/24h	2-9	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_5_idrossindolacetico
ACIDO LATTICO	Plasma	Service Synlab	Enzimatico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	-20°C		3	mg/100mL	4,5-19,8	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_lattico
ACIDO URICO	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Uricasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 3,4-7,0 Donne: 2,4-5,7	https://labtestsonline.it/tests/acidourico
ACIDO VALPROICO	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	ug/mL	50-100	
ACIDO VANILMANDELICO (VMA)	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	8	mg/24h	< 6,6	
ACTH (CORTICOTROPINA)	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	1 mL	-20°C	Conservare rigorosamente	3	pg/mL	< 46	http://www.labtestsonline.it/tests/ACTH

ADDITIVI CHIMICI	Plasma	Service Synlab	Citotossico	Tappo Azzurro	4 mL	4°C	Per la corretta esecuzione del test il paziente deve evitare di assumere anti-istaminici almeno 10 gg prima del prelievo.	15	grado	0: reazione assente 1: reazione lieve 2: reazione media 3: reazione forte 4: reazione molto forte	elenco sostanze analizzate : fruttosio, vaniglia, malto, farina semi di guar, farina semi di carrube, alginato di sodio, tartrazina (e102), eritrosina (e127), blu brillante (e133), potassio sorbato, benzoato di potassio, nitrito di sodio, sodio benzoato, acido ascorbico, acido citrico, glutammato di sodio, solfato di nichel, acido acetilsalicilico, giallo di chinolina (e104), giallo arancio (e110), rosso cocciniglia (e120), rosso allura (e129), bruno ht (e155), nero brillante (e151).
ADRENALINA (EPINEFRINA)	Plasma	Service Synlab	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	-20°C		8	pg/mL	20-190	
ADRENALINA (EPINEFRINA)	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	8	ug/24h	< 27	http://www.labtestsonline.it/tests/catecolamine_plasmatiche_urinarie
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT)	Plasma, Siero	Solatrix	IFCC senza P51	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	omini: < 41 Donne: <33	https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgpt

ALBUMINA	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	35-52	https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica
ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINURIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina
ALCOOL (ETANOLO)	Plasma, Siero, Urine	Service Synlab	Enzimatico Colorimetrico	Provetta Dedicata	3 mL	4°C	Per il prelievo utilizzare disinfettanti cutanei senza alcol (usare: Cloruro di benzalconio o Povidone Iodio)	3	mg/100mL	Assente	
ALDOSTERONE IN CLINO	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	2 mL	-20°C	Paziente supino per almeno 2 ore	3	pg/mL	11,7-236	http://www.labtestsonline.it/tests/Aldosterone
ALDOSTERONE IN ORTO	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	2 mL	-20°C	Paziente in piedi per almeno 1 ora	3	pg/mL	22-353	http://www.labtestsonline.it/tests/Aldosterone
ALFA 1 ANTITRIPSINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	78-200	http://www.labtestsonline.it/tests/alfa-1-antitripsina
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	58,2-154,8	
ALFA 2 MACROGLOBULINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	g/L	1,3-3	

ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 7	http://www.labtestsonline.it/tests/alfa-fetoproteina-marcatore-tumorale
ALLERGIE MIX ALBERI 2	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Acero-Betulla- Quercia-Olmo- Noce
ALLERGIE MIX ALBERI3	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Ginepro- Quercia-Olmo- Platano-Salice- Pioppo
ALLERGIE MIX ALIMENTI	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Albume-Latte- Merluzzo-Grano- Arachide-Semi di soia
ALLERGIE MIX ALIMENTI 2	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	SESAMO- LIEVITO-AGLIO- SEDANO
ALLERGIE MIX ALIMENTI 3	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	PISELLO- FAGIOLO- CAROTA-PATATA

ALLERGIE MIX ALIMENTI CARNI	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	MAIALE- MANZO-POLLO- AGNELLO
ALLERGIE MIX ALIMENTI FARINE	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Grano-Avena- Mais-Semi di sesamo-Grano saraceno
ALLERGIE MIX ALIMENTI MARE	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	MERLUZZO- GAMBERO- MITILO-TONNO- SALMONE
ALLERGIE MIX AMBIENTAL E	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Dermatophagoid es pteron- Epitelio di gatto- Epitelio di cane- Aspergillus Fumigatus
ALLERGIE MIX ERBE	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Ambrosia Elatior-Assenzio selvatico- Lanciuola- Farinaccio-Erba Cali
ALLERGIE MIX FRUTTA	Siero	Service Synlab	Chemiluminesce nza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	ARANCIA-MELA- BANANA-PESCA

ALLERGIE MIX FRUTTA ESOTICA	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	KIWI-MQNGO-BANANA-ANANAS
ALLERGIE MIX GRAMINACEE	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Dactylis Glomerata-Festuca Elatior-Lolium Perenne-Phleum Pratense-Poa Pratensis
ALLERGIE MIX MUFFE	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	Penicillium Notatum-Cladosporium Herbarum-Aspergillus Fumigatus-Candida Albicans-Alternaria Alternata
ALLERGIE MIX NOCI	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ku/L	Classe 0: < 0,34 classe i: 0,35-0,69 classe ii: 0,7-3,49 classe iii: 3,5-17,49 classe iv: 17,5-52,49 classe v: 52,5-99,99 classe vi: > 100	ARACHIDE-NOCCIOLA-NOCE BRASILIANA-MANDORLA-NOCE DI COCCO
ALLERGIE SINGOLE (IgE RAST)	Siero	Service Synlab	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	mg/L	40-80 lievemente intollerante 80-120 moderatamente intollerante >120 altamente intollerante	PER OGNI ALIMENTO/SOSTANZA
AMFETAMINA	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/drogh_abuso
AMICACINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	2 mL	-20°C		7	mg/L	5-25	
AMILASI PANCREATICA	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	8-53	

AMIODARONE (CORDARONE)	Siero	Service Synlab	LC-MS	Tappo Rosso	1 mL	4°C		7	mg/L	0,7-2,5	
AMMONIO	Sangue Intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	ug/dL	< 75	http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio
ANALISI DELLE MUTAZIONI	DNA	Service Synlab	PCR Real Time	Tappo Lavanda	3 mL	Ambiente	Compilare moduli consenso	12			
ANALISI MOLECOLARE GENE ALFA1 ANTITRIPSONA	DNA	Service Synlab	PCR Real Time	Tappo Lavanda	5 mL	4°C	Compilare moduli consenso	22			
ANDROSTENEDIONE	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ng/mL	Uomini: 0,6-3,1 Donne: 0,3-3,3	
ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA I (IGG)	Siero, Plasma	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	U/mL	Negativo: < 20	
ANTICORPI ANTI B2 GLICOPROTEINA I (IGM)	Siero, Plasma	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	U/mL	Negativo: < 20	
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG)	Siero, Plasma	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	gpl-u/mL	Negativo: < 20	http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_cardiolipina
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGM)	Siero, Plasma	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mpl-u/mL	Negativo: < 20	http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_cardiolipina
ANTICORPI ANTI CENTROMERO (CENP)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		3	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 0,8 Dubbio: 0,8-1,1 Positivo: > 1,1	
ANTICORPI ANTI CITRULLINA (CCP)	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	U/mL	Negativo: < 4	http://www.labtestsonline.it/anticorpi-anti-citrullina

ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		3	U/mL	Negativo: < 5 Dubbio: 5-10 Positivo: > 10	
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1/10	http://www. labtestsonli ne. it/tests/anti corpi_anti_e ndomisio_a nti_trans_gl utaminasi
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATI CA	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		8	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1/4	
ANTICORPI ANTI MIELOPERO SSIDASI (MPO)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		5	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1	
ANTICORPI ANTI MITOCOND RIO	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1/40	
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1/40	http://www. labtestsonli ne. it/tests/anti corpi_anti muscolo_lisc io_asma
ANTICORPI ANTI PROTEINASI III (PR3)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		5	Indice Anticorpale (a.i.)	Negativo: < 1	
ANTICORPI ANTI RECETTOR E ACETILCOLI NA	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		9	nmol/L	Negativo: < 0,25 Dubbio: 0,25-0,4 Positivo: > 0,4	
ANTICORPI ANTI TIREOGLOB ULINA	Siero o Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 115	http://www. labtestsonli ne. it/tests/anti corpi_tiroid ei
ANTICORPI ANTI TIREOPERO SSIDASI	Siero o Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 34	

ANTICORPI ANTI TRANSLUT AMINASI IGA (tTGlgA)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Provetta Dedicata	1 mL	4°C		5	U/mL	Negativo: < 15	http://www. labtestsonli ne. it/tests/anti corpi_anti_e ndomisio_a nti_trans_gl utaminasi
ANTICORPI ANTI TRANSLUT AMINASI IGG (tTGlgG)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Provetta Dedicata	1 mL	4°C		5	U/mL	Negativo: < 15	
ANTICORPI ANTI- DECARBOLI SSASI DELL'ACIDO GLUTAMMIC O (ANTI- GAD)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		6	U/mL	egativo: < 5 Dubbio: 5-10 Positivo: > 10	
ANTITROMB INA	Plasma	Service Synlab	Cromogenico	Tappo Azzurro	1 mL	4°C		3	%	75-125	
APOLIPOPR OTEINA A1	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Uomini: 105- 175 Donne: 105-205	http://www. labtestsonli ne. it/tests/apol ipoproteina _a
APOLIPOPR OTEINA B	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Uomini: 60- 140 Donne: 55-130	http://www. labtestsonli ne. it/tests/apol ipoproteina
APTOGLOBI NA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	30-200	http://www. labtestsonli ne. it/tests/apto globina
ASPARATO AMINO TRANSFERA SI (AST)	Plasma	Solatrix	IFCC senza P51	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	mini: < 40 Donne: < 32	https: //labtestson line. it/tests/aspa rtato- amino- transferasi- astgot
ASSETTO EMOGLOBIN ICO	Sangue intero	Service Synlab	HPLC	Tappo Lavanda	2 mL	4°C		4	%	6 2: 1,7-3,2 Fetale: < 1	

AZOTO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	12-20	https://labtestsonline.it/tests/azotemia
BARBITURICI	Urine	Service Synlab	Immunometrico	Provetta Urine	10 mL	4°C		3		Negativo	
BENZODIAZEPINE SCREENING	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Negativo	
BETA 2 MICROGLOBULINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	1-2,4	http://www.labtestsonline.it/tests/beta2-microglobulina
BILIRUBINA CONIUGATA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoneagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 0,2	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina
BILIRUBINA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoneagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 1,2	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina
BUPRENORFINA	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/drogha-abuso
C1 ESTERASI INIBITORE	Siero + Plasma Citrato	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso + Tappo Azzurro	1 mL + 1mL	-20°C		17	dL %	9 70-130	
CA 125	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 35	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-125
CA 15-3	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 28	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-15-3
CA 19-9	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 37	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-19-9

CALCIO	Plasma	Solatrix	NM-BAPTA	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	8,6-10	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CALCIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	NM-BAPTA	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	100-300	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CALCITONINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		3	pg/mL	Uomini: < 18,2 Donne: < 11,5	http://www.labtestsonline.it/tests/calcitonina
CALPROTECTINA FECALE	Feci	Service Synlab	Immunometrico	Contenitore dedicato	1 noce	4°C		6	ug/g	Negativo 50-200 Moderato > 200 Positivo	http://www.labtestsonline.it/tests/calproctectina
CANNABINOIDI	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/droghabus
CARBAMAZEPINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ug/mL	4-12	http://www.labtestsonline.it/tests/carbamazepina
CARIOTIPO	Sangue Interd	Service Synlab	Citogenetica	Tappo Verde	2 ml	4°C		15			
CATENE LEGGERE KAPPA/LAMBDA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	g/L	Kappa: 1,7-3,7 Lambda: 1,1-2,4	http://www.labtestsonline.it/tests/catene-libere-rapporto-k
CATENE LEGGERE KAPPA/LAMBDA	Urine 24h	Service Synlab	Immunometrico	Provetta Urine	10 mL	4°C		4	g/L	Assente	http://www.labtestsonline.it/tests/catene-libere-rapporto-k

CEA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 5	http://www.labtestsonline.it/tests/antigene-carcinoembrionario-cea
CERULOPLASMINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	20-60	http://www.labtestsonline.it/tests/ceruloplasmina
CICLOSPORINA	Sangue intero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	1 mL	4°C		3	ug/L	100-350	http://www.labtestsonline.it/tests/ciclosporina
CLONAZEPAM	Siero	Service Synlab	HPLC	Tappo Rosso	1 mL	4°C		9	ug/L	4-80	
CLORO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico Indiretto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	98-107	http://labtestsonline.it/tests/cloro
CLORO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	110-250	http://labtestsonline.it/tests/cloro
CLOZAPINA	Siero	Service Synlab	HPLC	Tappo Rosso	2 mL	4°C		9	ng/mL	50-700	
COCAINA	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/droghabus
COLESTEROLO TOTALE	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 190*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_totale
COLTURALE CUTANEO		Service Synlab	Microscopico, Culturale	Tampone		4°C	Specificare il distretto corporeo	6		Negativo	
COLTURALE FARINGEO		Service Synlab	Microscopico, Culturale	Tampone		4°C	Paziente a digiuno, senza aver lavato i denti o usato colluttori	6		Flora normale	

COLTURALE VAGINALE		Service Synlab	Microscopico, Culturale	Tampone		4°C		6		Flora normale, assenza germi patogeni	
CONNETTIVITI AUTOIMMUNI (ANTICORPI ANTI ISTONI; ANTICORPI ANTI MIOSITE; ANTICORPI ANTI NUCLEO ESTRAIBILE-ENA)	Siero	Service Synlab	Multiplex Luminex	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		3			
CONTA DI ADDIS	Urine 24h	Service Synlab	Microscopico	Provetta Urine	10 mL	4°C		3		Leucociti < 2mln Eritrociti < 1mln	
COPROCOLTURA	Feci	Service Synlab	Microscopico, Culturale	Contenitore Sterile	1 noce	4°C		6		Assenza germi enteropatogeni	http://www.labtestsonline.it/tests/coprocoltura
CORTISOLO	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Mattino: 3-10 Sera: 0,6-2,5	http://www.labtestsonline.it/tests/cortisololo
CORTISOLO	Saliva	Service Synlab	Immunometrico	Contenitore Sterile		-20°C		7	ng/mL	Mattino: 2,7-224,5 Sera: 34,4-167,6	http://www.labtestsonline.it/tests/cortisololo
CORTISOLO LIBERO	Urine 24h con Acido	Service Synlab	Immunometrico	Provetta Urine	5 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	3	ug/24h	20,9-292,3	http://www.labtestsonline.it/tests/cortisololo
CREATINFO SFOCHINASI (CPK) TOTALE	Plasma	Solatrix	NAC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 190 Donne: < 170	https://labtestsonline.it/tests/ck
CREATINFO SFOCHINASI MB (CK-MB)	Plasma, Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mU/mL	< 24	
CREATININA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Jaffè	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 0,7-1,2 Donne: 0,5-0,9	https://labtestsonline.it/tests/creatinina

CREATININA URINARIA	Urine 24h	Solatrix	Colorimetrico Jaffé	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	Uomini: 1,04-2,35 Donne: 0,74-1,57	https://labtestsonline.it/tests/creatinina
CROMOGRANINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		4	ng/mL	< 84,7	http://www.labtestsonline.it/tests/cromogranina
CYFRA 21	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	ng/mL	< 2,08	
D-DIMERO	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 500	http://www.labtestsonline.it/tests/d-dimero
DEOSSIPINDOLINA (DPD)	Urine 24h	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	5 mL	4°C		9	nmoli/umoli creatinina	Uomini: 4-19 Donne: 4-21	
DIGOSSINA	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	0,6-2	http://www.labtestsonline.it/tests/digossina
DOPAMINA	Plasma	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	3 mL	-20°C		8	pg/mL	< 30	
DOPAMINA	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	8	ug/24h	< 500	http://www.labtestsonline.it/tests/catecolamine_plasmatiche_urinarie
ELETTROFORESI PROTEINE	Siero	Solatrix	Elettroforetico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1			http://www.labtestsonline.it/tests/immunolettroforesi
EMOCOLTURA	Sangue Intero	Solatrix	Microscopico, Culturale	Bottiglia	40 mL	20-25°C	Prelevare e accettare 2 bottiglie aerobi e 2 anaerobi	7		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html

EMOCROMO (Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Leucociti, Piastrine, MCV,MCH, MCHC, RDW,) FORMULA LEUCOCITA RIA (Neutrofili, Basofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili)	Sangue intero	Solatrix	Spettrofotomet rico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1		*	http://www. labtestsonli ne. it/tests/emo cromo
EMOGLOBIN A GLICATA (HbA1C)	Sangue intero	Solatrix	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	mmol/mol	< 48*	http://www. labtestsonli ne. it/tests/emo globina_glic osilata
ENOLASI N. S. (NSE)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	< 18,3	
EPATOPATI E AUTOIMMU NI (ANTICORPI ANTI AG SOLUBILE DEL FEGATO; ANTICORPI ANTI ANTIGENI EPATICI- IgG)	Siero	Service Synlab	Immunoblot	Tappo Rosso	0.4 mL	4°C		17			
ERITROPOI ETINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mU/mL	4,3-29	http://www. labtestsonli ne. it/tests/eritr opoietina

ESAME CHIMICO FISICO ed ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO	Urine	Solatrix		Provetta Urine	5 mL	20-25°C	Campione estemporaneo: Raccogliere l'urina della parte intermedia della prima minzione del mattino e riempire la provetta fino al segno superiore (10ml).	1			http://www.labtestsonline.it/tests/esame_urine_completo
ESAME DEI CALCOLI	Calcoli	Service Synlab	Chimico	Contenitore Sterile		4°C		4			
ESPETTORATO	Espettorato	Service Synlab	Microscopico, Culturale	Contenitore Sterile	1 mL	4°C		6		Negativo	
ESTRIOLO LIBERO	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Settimana di gestazione: Valori: 27a : 2,3-6,4 28a : 2,3-7 29a: 2,3-7,7 30a: 2,4-8,6 31a: 2,8-11,4 32a: 3,3-12 33a: 3,3-12 34a: 3,3-12 35a: 3,9-12 36a: 4,7-12 37a: 5,6-12 38a: 6,6-12 39a: 7,3-12 40a: 7,6-12	
ETOSUCCIMIDE	Siero	Service Synlab	HPLC	Provetta senza gel separatore	3 mL	4°C		6	mg/L	30-100	
EVEROLIMUS	Sangue intero	Service Synlab	LC-MS	Tappo Lavanda	1 mL	4°C		12	ug/L	3-8	
FATTORE C3 DEL COMPLEMENTO	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	90-180	http://www.labtestsonline.it/tests/complemento
FATTORE C4 DEL COMPLEMENTO	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	10-40	http://www.labtestsonline.it/tests/complemento
FATTORE DI WILLEBRAND	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		10	%	50-160	
FATTORE II	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	

FATTORE IX	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	
FATTORE REUMATOIDE	Siero, Plasma	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 14	https://labtestsonline.it/tests/fattore_reumatoide
FATTORE V	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	
FATTORE VII	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	
FATTORE VIII	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-150	
FATTORE X	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	
FATTORE XI	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-120	
FATTORE XII	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C		17	%	70-150	
FENITOINA (DINTOINA)	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	ug/mL	10-20	http://www.labtestsonline.it/tests/Fenitoina
FENOBARBITAL	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	ug/mL	10-40	http://www.labtestsonline.it/fenobarbital
FERRITINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 30-400 Donne: 13-150	http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina
FERRO (SIDEREMIA)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico FerroZine senza Deproteinizzazione	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ug/dL	33-193	http://labtestsonline.it/tests/sideremia
FIBRINOGENO	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-400	http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno
FK 506 TACROLIMUS	Sangue intero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	1 mL	4°C	Eseguire il prelievo prima della somministrazione del farmaco	7	ng/mL	5-20	

FLECAINIDE	Siero	Service Synlab	LC-MS	Tappo Rosso	1 mL	4°C	Prelevare sempre alla stessa ora	7	mg/L	0,20-0,40	
FOLATI	Plasma, Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,5-32,2 Donne: 4,8-37,3	http://www.labtestsonline.it/tests/acidofolico
FOLLITROPINA (FSH)	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		0	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/FSH
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 40-129 *Donne: 35-104	https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi_alcalina
FOSFORO	Plasma	Solatrix	Molibdato UV	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	2,5-4,5	http://labtestsonline.it/tests/fosforo
FOSFORO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Molibdato UV	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	400-1360	http://labtestsonline.it/tests/fosforo
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 60 Donne: < 40	https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt
GASTRINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		3	pg/mL	13-115	http://www.labtestsonline.it/tests/gastrina
GENETICA DELLA MALATTIA CELIACA (APLOTIPO HLA-DQ2/DQ8)	DNA	Service Synlab	PCR Real Time	Tappo Lavanda	5 mL	Ambiente	Compilare moduli consenso	7			
GENTAMICINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		9	ug/mL	5-10	

GLUCOSIO	Plasma, Siero	Solatrix	Enzimatico Esochinasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	70-99*	https://labtestsonline.it/tests/glucosio
GLUCOSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Enzimatico Esochinasi	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	< 0,5	https://labtestsonline.it/tests/glucosio
GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (HCG) SUBUNITA' BETA	Siero, Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C	In gravidanza è dosabile a 8-10 gg dalla fecondazione. Picco massimo a 60-80 gg	1	mIU/mL	Non gravide: < 1 Postmenop. < 7	
HBcAB IgM	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Siero	1 mL	4°C		3	mui/mL	Negativo	
HBcAB totali	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Siero	1 mL	4°C		3	mui/mL	Negativo	
HBsAB	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Siero	1 mL	4°C		3	mui/mL	Immunità: >10	
HBSAG	Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b
HCV	Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c
HDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: > 35 Donne: > 45*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl
HIV 1 E 2	Siero, Plasma, Sangue Intero	Solatrix	Immunodosaggio	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C	Il test si valuta sicuro solo se sono trascorsi sei mesi dal momento del possibile contagio	1			http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv

IMMUNOFE NOTIPO DI MEMBRANA (SOTTOPOP OLAZIONI LINFOCITAR IE) PATOLOGIE LINFOPROLI FERATIVE B Miscela: CD45 CD56 CD19 CD16 CD3	Sangue intero	Service Synlab	Citofluorimetric o	Tappo Lavanda	4 mL	4°C	Non inviare venerdì e prefestivi. Deve giungere al Lab entro le ore 11.	9			
IMMUNOFE NOTIPO DI MEMBRANA (SOTTOPOP OLAZIONI LINFOCITAR IE) PATOLOGIE LINFOPROLI FERATIVE B Miscela: CD45 CD4 CD8 CD3	Sangue intero	Service Synlab	Citofluorimetric o	Tappo Lavanda	4 mL	4°C	Non inviare venerdì e prefestivi. Deve giungere al Lab entro le ore 11.	9			
IMMUNOFIS SAZIONE (RICERCA COMPONEN TE MONOCLON ALE)	Siero	Service Synlab	Elettroforetico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		6		Ricerca componenti monoclonali	
IMMUNOFIS SAZIONE (RICERCA COMPONEN TE MONOCLON ALE)	Urine 24h	Service Synlab	Elettroforetico	Provetta Urine	10 mL	4°C		6		Ricerca componenti monoclonali	
IMMUNOGL OBULINA A (IgA)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 70- 400 < 19 anni: <348	http://www. labtestsonli ne. it/immunogl obuline- quantitative
IMMUNOGL OBULINA E (IgE) TOTALE	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	UI/mL	< 200	http://www. labtestsonli ne. it/tests/ige- totali

IMMUNOGL OBULINA G (IgG)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 700- 1600 < 19 anni: < 1584	http://www. labtestsonli ne. it/immunogl obuline- quantitative
IMMUNOGL OBULINA G (IgG) SOTTOCLAS SI: IgG1	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		4	g/L	4,9-11,4	
IMMUNOGL OBULINA G (IgG) SOTTOCLAS SI: IgG2	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		4	g/L	1,5-6,4	
IMMUNOGL OBULINA G (IgG) SOTTOCLAS SI: IgG3	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		4	g/L	0,2-1,1	
IMMUNOGL OBULINA G (IgG) SOTTOCLAS SI: IgG4	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		4	g/L	0,08-1,4	
IMMUNOGL OBULINA M (IgM)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 40-230 < 19 anni: < 259	http://www. labtestsonli ne. it/immunogl obuline- quantitative
IMMUNOGL OBULINE E (IgE) SPECIFICHE	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		4	kU/L	Classe 0: < 0,34 classe I: 0,35- 0,69 classe II: 0,7- 3,49 classe III: 3,5- 17,49 classe IV: 17,5- 52,49 classe V: 52,5- 99,99 classe VI: > 100	
INSULINA	Siero, Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	2,6-24,9	http://www. labtestsonli ne. it/tests/insul ina

INTOLLERA NZE ALIMENTARI EASYFOOD 120	Siero	Service Synlab	Microarray	Tappo Rosso	1 mL	4°C	10	%	0-25: negativo 25-50: lieve 51-75: moderato 76-100: elevato	alimenti analizzati carni : agnello, coniglio, maiale, manzo, mix caccia (fagiano, quaglia, cinghiale, capriolo), pollo, tacchino frutta : albicocca, arancia, ciliegia, kiwi, limone, mela, melone, mix agrumi (cedro, mandarino, pompelmo, mapo), mix frutti di bosco (fragole, ribes, lamponi, mirtilli, mora), mix frutti tropicali (ananas, mango, avocado, papaia), pera, pesca, prugna, uva bianca cereali : amaranto, farro, grano tenero, grano saraceno, mais, orzo, segale, sesamo, tapioca frutta secca : anacardo, arachidi, mandorla, noce ortaggi : asparago, carota, cicoria, cipolla, finocchio, funghi porcini, lattuga, melanzana, mix cavoli (broccoli, cavoletti di bruxelles, cavolo nero, cavolfiore, cavolo cappuccio, verza), oliva, patata, peperoni, pomodoro, quinoa, sedano, spinaci, zuccina altro : cacao, caffè, seme di girasole, lievito chimico, lievito di birra, miele, mix zuccheri (fruttosio, zucchero di canna, succo d'acero, malto d'orzo), thè, uovo, zucchero bianco, liquori :
---	-------	-------------------	------------	-------------	------	-----	----	---	---	--

INTOLLERANZE ALIMENTARI EASYFOOD 184	Siero	Service Synlab	Microarray	Tappo Rosso	1 mL	4°C	10	%	0-25: negativo 26-50: lieve 51-75: moderato 76-100: elevato	ALIMENTI ANALIZZATI PESCI E MOLLUSCHI : acciuga, branzino, gambero, merluzzo, orata, salmone, seppia, sogliola, tonno, trota, vongole, anguilla, aringa, astice, baccalà, calamaro, coda di rospo, cozza, granchio, halibut, platessa, polpo, rombo, sardina, sgombro SPEZIE E AROMI : aglio, basilico, origano, pepe nero, prezzemolo, rosmarino, vaniglia, alloro, anice, cannella, capperi, chiodi di garofano, coriandolo, crescione, cumino, erba cipollina, liquirizia, luppolo, maggiorana, menta, noce moscata, ortica, paprika, peperoncino, rafano, salvia, timo, zenzero FRUTTA : albicocca, ananas, arancia, banana, castagna, ciliegia, fico, fragola, kiwi, limone, mandarino, mela, melone, mirtillo, pera, pesca, prugna, uva bianca, avocado, cachi, cocco, cocomero, fico d'india, lampone, mango, melograno, mora, papaia, pompelmo, ribes, uva rossa CARNI : anatra, cavallo, coniglio, maiale, manzo, pollo, tacchino, agnello, cinghiale, fagiano, lepre, oca, quaglia, vitello FRUTTA SECCA : arachidi, mandorla, noce.
--------------------------------------	-------	----------------	------------	-------------	------	-----	----	---	--	--

INTOLLERANZE ALIMENTARI EASYFOOD 60	Siero	Service Synlab	Microarray	Tappo Rosso	1 mL	4°C		10	%	0-25: negativo 26-50: lieve 51-75: moderato 76-100: elevato	ALIMENTI ANALIZZATI CARNI : agnello, coniglio, maiale, manzo, pollo, tacchino FRUTTA : albicocca, arancia, banana, fragola, kiwi, limone, mela, pera, pesca, prugna, uva bianca FRUTTA SECCA : arachidi, mandorla, noce ORTAGGI : asparago, carota, cavolfiore, cicoria, cipolla, funghi porcini, lattuga, melanzana, oliva, patata, peperoni, pomodoro, sedano, spinaci, zuccina ALTRO : cacao, caffè, lievito chimico, lievito di birra, miele, thè, uovo, zucchero bianco LEGUMI : fagiolo, piselli, soia CEREALI : farro, grano duro, mais, orzo, riso PESCI E MOLLUSCHI : gambero, merluzzo, mix cefalopodi, salmone, sogliola, tonno LATTE E LATTICINI : latte di capra, latte di mucca, latte di pecora
-------------------------------------	-------	----------------	------------	-------------	------	-----	--	----	---	--	---

INTOLLERANZE ALIMENTARI EASYFOOD 92	Siero	Service Synlab	Microarray	Tappo Rosso	1 mL	4°C		10	%	0-25: negativo 50: lieve 51-75: moderato 76-100: elevato ALIMENTI ANALIZZATI PESCI E MOLLUSCHI : acciuga, branzino, gambero, merluzzo, orata, salmone, seppia, sogliola, tonno, trota, vongole SPEZIE E AROMI : aglio, basilico, origano, pepe nero, prezzemolo, rosmarino, vaniglia FRUTTA : albicocca, ananas, arancia, banana, castagna, ciliegia, fico, fragola, kiwi, limone, mandarino, mela, melone, mirtillo, pera, pesca, prugna, uva bianca CARNI : anatra, cavallo, coniglio, maiale, manzo, pollo, tacchino FRUTTA SECCA : arachidi, mandorla, noce, pinoli ORTAGGI : asparago, bietola, carciofo, carota, cavolfiore, cetriolo, cipolla, finocchio, funghi, porcini, lattuga, melanzana, oliva, patata, peperoni, pomodoro, sedano, spinaci, zucca, zuccina LEGUMI : ceci, fagiolo, fagiolini, fava, lenticchie, piselli, soia CEREALI : farro, grano duro, grano tenero, mais, orzo, riso LATTE E LATTICINI : latte di capra, latte di mucca, latte di pecora, parmigiano, reggiano ALTRO : cacao, caffè, camomilla, lievito di birra, malto d'orzo, miele, thè, thè verde, uovo
-------------------------------------	-------	----------------	------------	-------------	------	-----	--	----	---	--

KEPPRA (LEVETIRAC ETAM)	Siero	Service Synlab	HPLC	Provetta senza gel separatore	1 mL	-20°C	Eeguire il prelievo 12 ore dopo la somministr azione del farmaco	7	mg/L	10-37	
LAC	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C	Consegnare subito in laboratorio	3		Assenti	http://www. labtestsonli ne. it/tests/lupu s_anticoagul ante
LAMOTRIGI NA	Siero, Plasma	Service Synlab	HPLC	Tappo Rosso	1 mL	4°C		6	mg/L	3-14	
LATTICODEI DROGENASI (LDH)	Plasma	Solatrix	LP	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	< 250	https: //labtestson line. it/tests/LDH
LDL COLESTER OLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 115*	https: //labtestson line. it/tests/cole sterolo_ldl
LIPASI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-60	https: //labtestson line. it/tests/lipas i
LIPOPROTEI NA a (LPa)	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/100mL	< 30	http://www. labtestsonli ne. it/tests/apol ipoproteina _a
LITIO	Siero	Service Synlab	Spettrofotomet rico	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	mEq/L	0,6-1,2	http://www. labtestsonli ne. it/tests/litio _li
LUTEOTROP INA (LH)	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www. labtestsonli ne. it/tests/LH

MAGNESIO	Plasma	Solatrix	Blu di Xilidile	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	1,6-2,6	http://labtestsonline.it/tests/magnesium_mg
MAGNESIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Blu di Xilidile	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	72,9-121,5	http://labtestsonline.it/tests/magnesium_mg
MDMA	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/droghedabuso
METADONE	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/droghedabuso
MICOFENOLATO	Sangue Intero	Service Synlab	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Eseguire il prelievo prima della somministrazione del farmaco	7	mg/L	1,3-4,5	http://www.labtestsonline.it/tests/acidomicrofenolico_mpa
MIOGLOBINA	Siero, Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ug/L	< 70	http://www.labtestsonline.it/tests/mioglobina
MORFINA	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/droghedabuso
NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)	Plasma	Service Synlab	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	-20°C		8	pg/mL	70-480	
NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	8	ug/24h	< 97	http://www.labtestsonline.it/tests/catecolamine_plasmatiche_urinarie

NORMETAN EFRINE	Urine 24h con Acido	Service Synlab	HPLC	Provetta Urine	10 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZI ONE DEI CAMPIONI	8	ug/24h	< 390	http://www. labtestsonli ne. it/tests/met aneprine_uri narie
OMOCISTEIN A	Plasma, Siero	Solatrix	Cicli enzimatici	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	umol/L	ziani: < 20 Adulti: < 15 Bambini: < 10	http://www. labtestsonli ne. it/tests/omo cisteina
OPPIACEI	Urine	Service Synlab	EMIT	Provetta Urine	10 mL	4°C	Catena di custodia	3	ng/mL	Negativo	http://www. labtestsonli ne. it/tests/drog he abuso
ORMONE ANTI MULLERIAN O (AMH)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		6	ng/mL	Donne (anni): 18-25: 0,96 – 13,34 26-30: 0,17 – 7,37 31-35: 0,07 – 7,35 36-40: 0,03 – 7,15 41-45: fino a 3,27 >45: fino a 1,15 uomini (anni): >18: 0,73 – 16,05	http://www. labtestsonli ne. it/ormone- anti-m- lleriano
ORMONE SOMATOTR OPO (GH)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	omini: < 3 Donne: < 8	http://www. labtestsonli ne. it/tests/gh
ORMONE TIREOSTIM OLANTE (TSH)	Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	0,27-4,2	http://www. labtestsonli ne. it/tests/TSH
OSTEOCAL CINA	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	- 20°C		3	ng/mL	Uomini: 4,6- 65,4 Donne: 5,4-59,1	
PARATORM ONE (PTH): molecola intera 1-84	Siero, Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	15-65	http://www. labtestsonli ne. it/tests/PTH
PEPTIDE C	Siero, Plasma	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	1,1-4,4	http://www. labtestsonli ne. it/tests/pept ide_c

POTASSIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	3,4-4,5**	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
POTASSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	25-125	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
PRIMIDONE	Siero, Plasma	Service Synlab	LC-MS	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	ug/mL	5-12	
PRO-BNP	Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Rosso	4 mL	20-25°C		6	ng/L	< 125	http://www.labtestsonline.it/tests/BNPe-NT-proBNP
PROCALCITONINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 0,5	http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina
PROGESTERONE	Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone
PROLATTINA	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,04-15,2 Donne: 4,79-23,3	http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina
PROTEINA C	Plasma	Service Synlab	Cromogenico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C	Consegnare subito in laboratorio	3	%	> 70	http://www.labtestsonline.it/tests/proteina-c
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	mg/L	< 5	https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr

PROTEINA C REATTIVA (PCR) ULTRASENS IBILE	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	< 0,3	
PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ECP)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		5	ng/mL	< 24	
PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO (RBP)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		12	mg/dL	3-6	
PROTEINA LEGANTE ORMONI SESSUALI (SHBG)	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	nmol/L	Uomini: 13-71 Donne: 18-114	
PROTEINA S	Plasma	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C	Consegnare subito in laboratorio	3	%	Uomini: > 67 Donne: > 60	http://www. labtestsonli ne. it/tests/prot eina_s
PROTEINA S100	Siero	Service Synlab	Immunometric o	Tappo Rosso	1 mL	4°C		17	ug/L	< 0,15	
PROTEINE TOTALI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico Biureto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	60-80	https: //labtestson line. it/tests/prot eine_totali
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24h	Solatrix	Turbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZI ONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	< 0,15	https: //labtestson line. it/tests/prot eine- urinarie
PSA LIBERO	Plasma, Siero	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	5Afree/PSA: > 0,25	http://www. labtestsonli ne. it/tests/psa
PSA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Immunometric o	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 4,4	http://www. labtestsonli ne. it/tests/psa
PSEUDOCO LINESTERA SI (CHE)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	5320-12920	

QUANTIFERON	Plasma	Service Synlab	Igra	4 Provette Dedicate	1 mL	20-25°C	Non si esegue prelievo sabato e prefestivi	17		Negativo	https://labtestsonline.it/tests/tbc-test-di-screening
RAME	Siero	Service Synlab	Assorbimento atomico, Colorimetrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		9	microg/dL	Uomini: 70-140 Donne: 80-155	http://www.labtestsonline.it/tests/rame
RAME	Urine 24h	Service Synlab	Assorbimento atomico, Colorimetrico	Provetta Urine	1 mL	4°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	9	ug/24h	15-70	http://www.labtestsonline.it/tests/rame
RAPAMICINA (SIROLIMUS)	Sangue intero	Service Synlab	LC-MS	Tappo Lavanda	2 mL	4°C		8	ug/L	4-20	http://www.labtestsonline.it/sirolimus
RENINA DIRETTA IN CLINO	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	1 mL	-20°C	Paziente supino per almeno 2 ore	3	uIU/mL	2,8-39,9	
RENINA DIRETTA IN ORTO	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Lavanda	1 mL	-20°C	Paziente in piedi per almeno 1 ora	3	uIU/mL	4,4-46,1	
RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APC)	Plasma	Service Synlab	Coagulometrico	Tappo Azzurro	1 mL	-20°C	Consegnare subito in laboratorio	3	rn	> 0,7	
RETICOLOCITI	Sangue intero	Solatrix	Ottico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C	Inserire nella richiesta anche l'emocromo	1	10*9/L	20-85	http://www.labtestsonline.it/tests/reticulociti
RICERCA ADENOVIRUS	Feci	Solatrix	Immunodosaggio	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1			
RICERCA DIRETTA LEGIONELLA	Urine	Solatrix	Immunocromatografico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA MUTAZIONI PUNIFORMI	DNA	Service Synlab	PCR Real Time	Tappo Lavanda	5 mL	Ambiente	Compilare moduli consenso	7			

RICERCA ROTAVIRUS	Feci	Solatrix	Immunodosaggio	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1			
RICERCA S. PNEUMONIAE	Urine	Solatrix	Immunodosaggio	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO GRUPPO A		Solatrix	Immunodosaggio	Tampone		20-25°C		1		Negativo	
RICERCA TOSSINA A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	Immunocromatografico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/clostridium_difficile
SANGUE OCCULTO	Feci	Solatrix	Immunometrico	Provetta Dedicata		20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto
SODIO	Plasma	Solatrix	Potenzimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mmol/L	136-145	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SODIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenzimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	40-220	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SOMATOSTATINA (IGF1)	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		3	ng/mL	Età 19 - 25 anni Donne 111-385,3 Uomini 112,8-411,6 26 - 40 anni Donne 81,2-297,2 Uomini 82,5-256,9 41 - 50 anni Donne 65,6-249,2 Uomini 3,9-228,5 51 - 60 anni Donne 48,8-235,8 Uomini 59,9-211 61 - 81 anni Donne 18,9-237,5 Uomini 16,1-230,8	http://www.labtestsonline.it/tests/IGF1
SPERMIOCOLTURA	Liquido Spermatico	Service Synlab	Microscopico, Colturale	Contenitore Sterile	1 mL	4°C		6	Nessun sviluppo		

SPERMIOGRAMMA	Liquido Spermatico	Solatrix	Microscopico	Contenitore Sterile	tutto il raccolto	20-25°C	SI ESEGUE IL GIOVEDÌ SENZA APPUNTAMENTO; RISPETTARE MINIMO 3, MASSIMO 5 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE	1			http://www.labtestsonline.it/tests/spermioγραμμα
STIMA DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (e-GFR)	Plasma, Siero	Solatrix	Parametro calcolato mediante algoritmo CKD-EPI	Tappo Verde Litio Eparina		20-25°C		1	mL/min/ 1,73 m ²	> 90*	http://www.labtestsonline.it/tests/egfr
TEICOPLANINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		12	mg/L	10-60	
TEMPO DI PROTTROMBINA (PT) RATIO/INR	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	INR	Terapia: 2-3	http://www.labtestsonline.it/tests/PT
TEMPO TROMBOPLASTINAZIONE PARZIALE ATTIVATA (aPTT)	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ratio	Terapia: 2-4 Normale: 0,82-1,18	http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT
TEOFILLINA	Siero, Plasma	Service Synlab	LC-MS	Provetta senza gel separatore	1 mL	4°C		3	ug/mL	10-20	http://www.labtestsonline.it/teofillina-cafeina
TEST DI GRAVIDANZA	Urine, Siero	Solatrix	Immunodosaggio	Tappo Rosso, Provetta Urine	1 mL	20-25°C		1			
TESTOSTERONE	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Uomini: 2,4-8,27 Donne: 0,14-0,73	http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone
TESTOSTERONE LIBERO	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		5	pg/mL	Uomini: 15,3-69,3 Donne: < 9	http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone
TIREOGLOBULINA	Plasma, Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	0,73-84	http://www.labtestsonline.it/tests/tireoglobulina

TIROXINA LIBERA (FT4)	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	12-22	http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina
TOPIRAMATO	Siero	Service Synlab	LC-MS	Provetta senza gel separatore	2 mL	4°C		7	mg/L	4-12,2	
TPHA	Siero	Service Synlab	Emoagglutinazione	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3		Neg: < 1/80	
TRANSFERRINA	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-360	https://labtestsonline.it/tests/tibc-uibc-e-transferrina
TRASFERRINA DECARBOSILATA (CDT)	Siero	Service Synlab	Elettroforetico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		6	%	< 1,6	
TRIGLICERIDI	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 180*	https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi
TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	Plasma	Solatrix	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	3,1-6,8	http://www.labtestsonline.it/tests/T3
TRIPTASI	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	-20°C		10	ug/L	< 11,4	
TROPONINA I	Plasma	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Verde Litio Eparina	1 mL	4°C		3	ng/mL	< 0,04	
TROPONINA T (ULTRASENSIBILE)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	< 14	http://www.labtestsonline.it/tests/troponina
UREA/AZOTEMIA	Plasma	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	10-50	https://labtestsonline.it/tests/azotemia
URINOCOLTURA	Urine	Solatrix	Microscopico, Colturale	Contenitore Sterile	10 mL	20-25°C		3		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/urocoltura
VANCOMICINA	Siero	Service Synlab	Immunometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		5	ug/mL	5-10	

VDRL	Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C		1			
VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	Sangue intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1	mm/ora	mini: < 28 Donne: < 38	http://www.labtestsonline.it/tests/ves
VITAMINA B12	Plasma, Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	197-771	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico
VITAMINA D	Siero	Solatrix	Immunometrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	> 30	http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d
ZINCO	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ug/dL	70-120	
ZONEGRAN (ZONISAMIDE)	Siero	Service Synlab	HPLC	Tappo Rosso	1 mL	4°C	Eseguire il prelievo 12 ore dopo la somministrazione del farmaco	7	mg/L	10-40	