

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-2 (TAMPONE RAPIDO)	Secrezione nasale	Solatrix <b>NEWS</b>	Immunocromatografico	Tampone nasofaringeo		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	1 ore	qualitativo	Negativo	
Anticorpi anti SARS-Cov-3	Siero	Solatrix <b>NEWS</b>	Chemiluminescenza	Tappo rosso	2 ml	15-25°C	Il test è impiegato nella determinazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2. Rileva gli AC contro la proteina Spike bersaglio della vaccinazione.	1	QUANTITATIVO/ml	< 0,80negativo > 0,80 positivo	<a href="#">Test Coronavirus (COVID-19)   Lab Tests Online-IT</a>
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-3 (TAMPONE MOLECOLARE)	Secrezione nasale	Synlab <b>NEWS</b>	PCR biologica molecolare	Tampone nasofaringeo		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	24-72 ore	qualitativo	Negativo	
ACIDO URICO	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Uricasi	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 3,4-7,0 Donne: 2,4-5,7	<a href="https://labtestsonline.it/tests/acidourico">https://labtestsonline.it/tests/acidourico</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT)	Plasma, Siero	Solatrix	IFCC senza P5P	Tappo Verde Lizio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 41 Donne: <33	<a href="https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgpt">https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgpt</a>
ALBUMINA	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lizio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	35-52	<a href="https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica">https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica</a>
ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINURIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	<a href="https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina">https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 7	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/alfafetoproteina-marcatore-tumorale">http://www.labtestsonline.it/tests/alfafetoproteina-marcatore-tumorale</a>
AMILASI PANCREATICA	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrica	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	8-53	
AMMONIO	Sangue Intero	Solatrix	Spettrofotometrica	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	ug/dL	< 75	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio">http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio</a>
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 115	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi-tiroidei">http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi-tiroidei</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSIDASI	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 34	
ASPARATO AMINO TRANSFERASI (AST)	Plasma	Solatrix	IFCC senza P5P	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 40 Donne: < 32	<a href="https://labtestsonline.it/tests/aspartato-amino-transferasi-astgot">https://labtestsonline.it/tests/aspartato-amino-transferasi-astgot</a>
AZOTO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	1	g/24h	12-20	<a href="https://labtestsonline.it/tests/azotemia">https://labtestsonline.it/tests/azotemia</a>
BILIRUBINA CONIUGATA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 0,2	<a href="https://labtestsonline.it/tests/bilirubina">https://labtestsonline.it/tests/bilirubina</a>
BILIRUBINA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 1,2	<a href="https://labtestsonline.it/tests/bilirubina">https://labtestsonline.it/tests/bilirubina</a>
CA 125	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 35	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ca-125">http://www.labtestsonline.it/tests/ca-125</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CA 15-3	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 28	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ca-15-3">http://www.labtestsonline.it/tests/ca-15-3</a>
CA 19-9	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 37	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ca-19-9">http://www.labtestsonline.it/tests/ca-19-9</a>
CALCIO	Plasma	Solatrix	NM-BAPTA	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	8,6-10	<a href="http://labtestsonline.it/tests/calcio">http://labtestsonline.it/tests/calcio</a>
CALCIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	NM-BAPTA	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	100-300	<a href="http://labtestsonline.it/tests/calcio">http://labtestsonline.it/tests/calcio</a>
CEA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 5	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/antigen-e-carcinoembrionario-cea">http://www.labtestsonline.it/tests/antigen-e-carcinoembrionario-cea</a>
COLORO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico Indiretto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	98-107	<a href="http://labtestsonline.it/tests/cloro">http://labtestsonline.it/tests/cloro</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CLORO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	110-250	<a href="http://labtests.online.it/tests/cloro">http://labtests.online.it/tests/cloro</a>
CITOMEGALO VIRUS IgG	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 ml	20--25°C		1	UA/ml	< 0,7negativo > 0,9 positivo	
CITOMEGALO VIRUS IgM	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	4 ml	20--25°C		2	UA/ml	< 4negativo > 6 positivo	<a href="https://labtests.online.it/tests/cytomegalovirus(CMV) LabTestsOnline-IT">Cytomegalovirus (CMV)   Lab Tests Online-IT</a>
COLESTEROLO TOTALE	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 190*	<a href="https://labtests.online.it/tests/colesterolo_totale">https://labtests.online.it/tests/colesterolo_totale</a>
COLTURALE CUTANEO		Solatrix	Microscopico, Colturale	Tampone		4°C	Specificare il distretto corporeo	6		Negativo	
CORTISOLO	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Mattino: 3-10 Sera: 0,6-2,5	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/cortisolo">http://www.labtestsonline.it/tests/cortisolo</a>
CREATINFOSFOCHINASI (CPK) TOTALE	Plasma	Solatrix	NAC	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 190 Donne: < 170	<a href="https://labtests.online.it/tests/ck">https://labtests.online.it/tests/ck</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CREATININA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Jaffè	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 0,7-1,2 Donne: 0,5-0,9	<a href="https://labtestsonline.it/tests/creatinina">https://labtestsonline.it/tests/creatinina</a>
CREATININA URINARIA	Urine 24h	Solatrix	Colorimetrico Jaffè	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	Uomini: 1,04-2,35 Donne: 0,74-1,57	<a href="https://labtestsonline.it/tests/creatinina">https://labtestsonline.it/tests/creatinina</a>
D-DIMERO	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 500	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/d_dimero">http://www.labtestsonline.it/tests/d_dimero</a>
DIGOSSINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	0,6-2	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/digossina">http://www.labtestsonline.it/tests/digossina</a>
ELETTROFORESI PROTEINE	Siero	Solatrix	Elettroforetico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1			<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/immunolettroforesi">http://www.labtestsonline.it/tests/immunolettroforesi</a>
EMOCOLTURA	Sangue Intero	Solatrix	Microscopico, Colturale	Bottiglia	40 mL	20-25°C	Prelevare e accettare 2 bottiglie aerobi e 2 anaerobi	7		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html">http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
<b>EMOCROMO</b> (Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Leucociti, Piastrine, MCV, MCH, MCHC, RDW, ) <b>FORMULA LEUCOCITARI A</b> (Neutrofili, Basofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili)	Sangue intero	Solatrix	Impedenziometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1		*	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/emocromo">http://www.labtestsonline.it/tests/emocromo</a>
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	Sangue intero	Solatrix	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	mmol/mol	< 48*	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/emoglobina_glicosilata">http://www.labtestsonline.it/tests/emoglobina_glicosilata</a>
ESTRADIOLO17 BETA (E2)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/estrogeni">http://www.labtestsonline.it/tests/estrogeni</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FERRITINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 30-400 Donne: 13-150	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina">http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina</a>
FERRO (SIDEREMIA)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico FerroZine senza Deproteinizzazione	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	ug/dL	33-193	<a href="http://labtestsonline.it/tests/sideremia">http://labtestsonline.it/tests/sideremia</a>
FIBRINOGENO	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-400	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno">http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno</a>
FOLATI	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,5-32,2 Donne: 4,8-37,3	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico">http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico</a>
FOLLITROPINA (FSH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		0	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/FSH">http://www.labtestsonline.it/tests/FSH</a>
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 40-129 *Donne: 35-104	<a href="https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi_alcalina">https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi_alcalina</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FOSFORO	Plasma	Solatrix	Molibdato UV	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	2,5-4,5	<a href="http://labtestsonline.it/tests/fosforo">http://labtestsonline.it/tests/fosforo</a>
FOSFORO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Molibdato UV	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	400-1360	<a href="http://labtestsonline.it/tests/fosforo">http://labtestsonline.it/tests/fosforo</a>
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 60 Donne: < 40	<a href="https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt">https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt</a>
GLUCOSIO	Plasma, Siero	Solatrix	Enzimatico Esocinasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	70-99*	<a href="https://labtestsonline.it/tests/glucosio">https://labtestsonline.it/tests/glucosio</a>
GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (HCG) SUB UNITA' BETA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C	In gravidanza è dosabile a 8-10 gg dalla fecondazione. Picco massimo a 60-80 gg	1	mIU/mL	Non gravide: < 1 Postmenop. < 7	
HBsAB	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Siero	1 mL	4°C		3	mUI/mL	Immunità: >10	
HBSAG	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b">http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
HCV	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c">http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c</a>
HDL COLESTEROL O	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: > 35 Donne: > 45*	<a href="https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl">https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl</a>
HIV 1 E 2	Siero, Plasma, Sangue Intero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C	test di screening	1			<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv">http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv</a>
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 70-400 < 19 anni: <348	<a href="http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative">http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative</a>
IMMUNOGLOBULINA E (IgE) TOTALE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	UI/mL	< 200	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ige-totali">http://www.labtestsonline.it/tests/ige-totali</a>
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 700-1600 < 19 anni: < 1584	<a href="http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative">http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	mg/dL	Adulti: 40-230 < 19 anni: < 259	<a href="http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative">http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative</a>
INSULINA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	2,6-24,9	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/insulina">http://www.labtestsonline.it/tests/insulina</a>
LATTICODEIDROGENASI (LDH)	Plasma	Solatrix	LP	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	< 250	<a href="https://labtestsonline.it/tests/LDH">https://labtestsonline.it/tests/LDH</a>
LDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 115*	<a href="https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_ldl">https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_ldl</a>
LIPASI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-60	<a href="https://labtestsonline.it/tests/lipasi">https://labtestsonline.it/tests/lipasi</a>
LUTEOTROPINA (LH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mIU/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/LH">http://www.labtestsonline.it/tests/LH</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
MAGNESIO	Plasma	Solatrix	Blu di Xilidile	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	1,6-2,6	<a href="http://labtests.online.it/tests/magnesio_mg">http://labtests.online.it/tests/magnesio_mg</a>
MAGNESIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Blu di Xilidile	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	72,9-121,5	<a href="http://labtests.online.it/tests/magnesio_mg">http://labtests.online.it/tests/magnesio_mg</a>
OMOCISTEINA	Plasma, Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	umol/L	Anziani: < 20 Adulti: < 15 Bambini: < 10	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/omocisteina">http://www.labtestsonline.it/tests/omocisteina</a>
PARATORMONE (PTH): molecola intera 1-84	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	15-65	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/PTH">http://www.labtestsonline.it/tests/PTH</a>
PEPTIDE C	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	1,1-4,4	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/peptide_c">http://www.labtestsonline.it/tests/peptide_c</a>
POTASSIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	3,4-4,5**	<a href="http://labtests.online.it/tests/potassio-k">http://labtests.online.it/tests/potassio-k</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
POTASSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	25-125	<a href="http://labtests.online.it/tests/potassio-k">http://labtests.online.it/tests/potassio-k</a>
PRO-BNP	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	4 mL	20-25°C		6	ng/L	< 125	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e_NT-proBNP">http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e_NT-proBNP</a>
PROCALCITONINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 0,5	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina">http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina</a>
PROGESTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone">http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone</a>
PROLATTINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,04-15,2 Donne: 4,79-23,3	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina">http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	mg/L	< 5	<a href="https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr">https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr</a>
PROTEINE TOTALI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico Biureto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	60-80	<a href="https://labtestsonline.it/tests/proteine-totali">https://labtestsonline.it/tests/proteine-totali</a>
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24h	Solatrix	Turbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	1	g/24h	< 0,15	<a href="https://labtestsonline.it/tests/proteine-urinarie">https://labtestsonline.it/tests/proteine-urinarie</a>
PSA LIBERO	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	PSAfree/PSA: > 0,25	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/psa">http://www.labtestsonline.it/tests/psa</a>
PSA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 4,4	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/psa">http://www.labtestsonline.it/tests/psa</a>
PSEUDOCOLINESTERASI (CHE)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	5320-12920	

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
RETICOLOCITI	Sangue intero	Solatrix	Ottico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C	Inserire nella richiesta anche l'emocromo	1	% 10*9/L	0,5-1,7 20-85	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/reticolociti">http://www.labtestsonline.it/tests/reticolociti</a>
RICERCA ADENOVIRUS	Feci	Solatrix	immunocromato grafico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1			
RICERCA DIRETTA LEGIONELLA	Urine	Solatrix	immunocromato grafico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA ROTAVIRUS	Feci	Solatrix	immunocromato grafico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1			
RICERCA S.PNEUMONIA E	Urine	Solatrix	immunocromato grafico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO GRUPPO A		Solatrix	Immunocromato grafico	Tampone		20-25°C		1		Negativo	
RICERCA TOSSINA A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	Immunocromato grafico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/clostridium_difficile">http://www.labtestsonline.it/tests/clostridium_difficile</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
SANGUE OCCULTO	Feci	Solatrix	Fotometrico	Provetta Dedicata		20-25°C		1		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto">http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto</a>
SODIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	136-145	<a href="http://labtestsonline.it/tests/sodio_na">http://labtestsonline.it/tests/sodio_na</a>
SODIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	40-220	<a href="http://labtestsonline.it/tests/sodio_na">http://labtestsonline.it/tests/sodio_na</a>
SPERMIOGRAMMA	Liquido Spermatico	Solatrix	Microscopico	Contenitore Sterile	tutto il raccolto	20-25°C	SI ESEGUE IL GIOVEDI' SENZA APPUNTAMENTO; RISPETTARE MINIMO 3, MASSIMO 5 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE	1			<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/spermiogramma">http://www.labtestsonline.it/tests/spermiogramma</a>
STIMA DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (e-GFR)	Plasma, Siero	Solatrix	Parametro calcolato mediante algoritmo CKD-EPI	Tappo Verde Litio Eparina		20-25°C		1	mL/min/ 1,73m <sup>2</sup>	> 90*	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/egfr">http://www.labtestsonline.it/tests/egfr</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) RATIO/INR	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	INR	Terapia: 2-3	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/PT">http://www.labtestsonline.it/tests/PT</a>
TEMPO TROMBOPLASTINICO PARZIALE ATTIVATO (aPTT)	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ratio	Terapia: 2-4 Normale: 0,82-1,18	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT">http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT</a>
TEST DI GRAVIDANZA	Urine, Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso, Provetta Urine	1 mL	20-25°C		1			
TESTOSTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	Uomini: 2,4-8,27 Donne: 0,14-0,73	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone">http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone</a>
TIROXINA LIBERA (FT4)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	12-22	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina">http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina</a>
TRANSFERRINA	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Lio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-360	<a href="https://labtestsonline.it/tests/tibc-uibc-e-transferrina">https://labtestsonline.it/tests/tibc-uibc-e-transferrina</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TRIGLICERIDI	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 180*	<a href="https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi">https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi</a>
TRIIODOTIRO NINA LIBERA (FT3)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	3,1-6,8	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/T3">http://www.labtestsonline.it/tests/T3</a>
TROPONINA T (ULTRASENSIBILE)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	< 14	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/troponina">http://www.labtestsonline.it/tests/troponina</a>
UREA/AZOTEMIA	Plasma	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	10-50	<a href="https://labtestsonline.it/tests/azotemia">https://labtestsonline.it/tests/azotemia</a>
URINOCOLTURA	Urine	Solatrix	Microscopico, Culturale	Contenitore Sterile	10 mL	20-25°C		3		Negativo	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/urocoltura">http://www.labtestsonline.it/tests/urocoltura</a>
VDRL	Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C		1		Negativo	
VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	Sangue intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1	mm/ora	Uomini: < 28 Donne: < 38	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/ves">http://www.labtestsonline.it/tests/ves</a>

L'elenco non è esaustivo. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
VITAMINA B12	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	197-771	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico">http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico</a>
VITAMINA D	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	> 30	<a href="http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d">http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d</a>