

	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-2	Secrezione nasale	Solatrix	Immunocromatografico	Tampone		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	2 ore	qualitativo	Negativo	https://la.btestsonline.it/lotests/test-coronavirus-covid-19.html
TEST NASOFARINGEO ANTIGENE Sars-CoV-2	Secrezione nasale	Solatrix	PCR Real time	Tampone		15-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	24/48ore	qualitativo	Negativo	https://la.btestsonline.it/lotests/test-coronavirus-covid-19.html

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
Anticorpi anti SARS-Cov-2 (N)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo rosso	2 ml	15-25°C	Il test è impiegato nella determinazione della risposta immunitaria al SARS CoV 2	1	qualitativo	Non Reattivo (negativo) Reattivo (positivo)	https://labtestsonline.it/lotests/test-coronavirus-covid-19.html
Anticorpi anti SARS-Cov-2 (RBD Spike)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo rosso	2 ml	15-25°C	Il test è impiegato nella determinazione della risposta immunitaria al SARS CoV 2. Rileva gli AC contro la proteina Spike bersaglio della vaccinazione.	1	U/ml	< 0,80negativo > 0,80 positivo	https://labtestsonline.it/lotests/test-coronavirus-covid-19.html
ACIDO URICO	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Uricasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 3,4-7,0 Donne: 2,4-5,7	https://labtestsonline.it/lotests/acidourico.html

	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
	DATA 24/11/2021										
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT)	Plasma, Siero	Solatrix	IFCC con P5P	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini:10-50 Donne: 10-35	https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgpt
ALBUMINA	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	35-52	https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica
ALBUMINA URINARIA (MICROALBU MINURIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidim etrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 7	http://www.labtestsonline.it/tests/alfa-fetoproteina-marcatore-tumorale
AMILASI PANCREATICA	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrica	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-53	https://labtestsonline.it/lotests/amilasi.html
AMMONIO	Sangue Intero	Solatrix	Spettrofotometrica	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	ug/dL	Uomini: 27-102 Donne: 19-87	http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
	DATA 24/11/2021										
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 115	https://labtestsonline.it/lotests/anticorpi-tiroidei.html
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSIDASI	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 34	https://labtestsonline.it/lotests/anticorpi-tiroidei.html

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO									ModL 01	
	GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ASPARATO AMINO TRANSFERASI (AST)	Plasma	Solatrix	IFCC con P5P	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini:10-50 Donne: 10-35	https://labtestsonline.it/lotests/asparato-aminotransferasi-ast-got.html
AZOTO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	12-20	
BILIRUBINA CONIUGATA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 0,3	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina
BILIRUBINA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 1,2	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CALCIO	Plasma	Solatrix	NM-BAPTA	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	8,6 - 10,0	http://labtests online.it/tests/ calcio
CALCIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	NM-BAPTA	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mg/24h	100-300	http://labtests online.it/tests/ calcio
CEA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 5	https://labtestsonline.it/lotests/cea-antigene-carcinoembrionario.html
COLORO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico Indiretto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	98-107	http://labtests online.it/tests/ cloro

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CLORO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZION E DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	110-250	http://labtests.online.it/tests/cloro
COLESTEROL O	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 190*	https://labtestsonline.it/it-tests/colesterolo-totale.html
COLTURALE	Varia	Solatrix	Microscopico, Colturale	Tampone		4°C	Specificare il distretto corporeo	6		Negativo	
CREATINFOS FOCHINASI (CPK) TOTALE	Plasma	Solatrix	NAC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 190 Donne: < 170	https://labtestsonline.it/it-tests/creatin-chinasi-ck.html

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
CREATININA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Jaffè	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 0,7-1,2 Donne: 0,5-0,9	https://labtestsonline.it/lotests/creatinina.html
D-DIMERO	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 500	https://labtestsonline.it/lotests/d-dimero.html
ELETTROFORESI PROTEINE	Siero	Solatrix	Elettroforetico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1		Non si rilevano CM	http://www.labtestsonline.it/tests/immunoellettroforesi
EMOCOLTURA	Sangue Intero	Solatrix	Microscopico, Culturale	Bottiglia	40 mL	20-25°C	Prelevare e accettare 2 bottiglie aerobi e 2 anaerobi	7		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/Emocoltura.html

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO									ModL 01	
	GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI									Rev. N. 04	
	Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
EMOCROMO (Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Leucociti, Piastrine, MCV,MCH, MCHC, RDW,) FORMULA LEUCOCITARIA (Neutrofili, Basofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili)	Sangue intero	Solatrix	Impedenziometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1		*	http://www.labtestsonline.it/tests/emocromo
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	Sangue intero	Solatrix	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	mmol/mol	20 - 42*	http://www.labtestsonline.it/tests/emoglobina_glicosilata
ESTRADIOLO 17 BETA (E2)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	Le concentrazioni degli ormoni della fertilità variano a seconda della fase del ciclo mestruale	http://www.labtestsonline.it/tests/estrogeni

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FERRITINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 30-400 Donne: 13-150	http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina
FERRO (SIDEREMIA)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico FerroZine senza Deproteinizzazione	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	ug/dL	33-193	http://labtestsonline.it/tests/sideremia
FIBRINOGENO	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200 - 393	http://www.labtestsonline.it/tests/fibrinogeno
FOLATI	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	3,9 - 26,8	http://www.labtestsonline.it/tests/acido folico
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 40-129 *Donne: 35-104	https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi alcalina
FOSFORO	Plasma	Solatrix	Molibdato UV	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	2,5-4,5	http://labtestsonline.it/tests/fosforo

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
FOSFORO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Molibdato UV	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZION E DEI CAMPIONI	1	mg/24h	400-1300	http://labtestsonline.it/tests/fosforo
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 60 Donne: < 40	https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt
GLUCOSIO	Plasma, Siero	Solatrix	Enzimatico Esocinasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	70-99*	https://labtestsonline.it/tests/glucosio
GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (HCG) SUBUNITA' BETA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C	In gravidanza è dosabile a 8-10 gg dalla fecondazione. Picco massimo a 60-80 gg	1	mIU/mL	Non gravide: < 1 Postmenopausa < 7	
HBsAB	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Siero	1 mL	4°C		3	mUI/mL	Immunità: >10	
HBSAG	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b
HCV	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
HDL COLESTEROL O	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: > 40 Donne: > 45*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl
HIV 1 / 2	Siero, Plasma, Sangue Intero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C	test di screening	1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/anticorpi_anti_hiv
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/l	Adulti: 0,7-4,0	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/l	Adulti: 7 - 16	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/l	Adulti: 0.4-2.3	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
INSULINA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	2,6-24,9	http://www.labtestsonline.it/tests/insulina
LATTICODEIDROGENASI (LDH)	Plasma	Solatrix	LP	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	< 250	https://labtestsonline.it/tests/LDH
LDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 115*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_ldl
LIPASI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-60	https://labtestsonline.it/tests/lipasi
MAGNESIO	Plasma	Solatrix	Blu di Xilidile	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mg/dL	1,6-2,6	http://labtestsonline.it/tests/magnesio_mg
MAGNESIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Blu di Xilidile	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI DEI CAMPIONI	1	mg/24h	72,9-121,5	http://labtestsonline.it/tests/magnesio_mg

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
MICROALBU MINURIA (ALBUMINA URINARIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 30	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albuminacreatinina
OMOCISTEIN A	Plasma, Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	umol/L	Anziani: < 20 Adulti: < 15 Bambini: < 10	http://www.labtestsonline.it/tests/omocisteina
PARATORMONE (PTH): molecola intera 1-84	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	15-65	http://www.labtestsonline.it/tests/PTH
POTASSIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	3,4-4,5	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
POTASSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	25-125	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
	DATA 24/11/2021										
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
PRO-BNP	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	4 mL	20-25°C		6	ng/L	< 125	http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e_NT-proBNP
PROCALCITONINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 0,5	http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina
PROLATTINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,04-15,2 Donne: 4,79-23,3	http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	mg/L	< 5	https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr
PROTEINE TOTALI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico Biureto	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	60-80	https://labtestsonline.it/tests/proteine-totali
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24h	Solatrix	Turbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	1	g/24h	< 0,15	https://labtestsonline.it/tests/proteine-urinarie

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
PSA LIBERO	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	PSAfree/PSA: > 0,25	http://www.labtestsonline.it/tests/psa
PSA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 4,4*valore in base all'età	http://www.labtestsonline.it/tests/psa
PSEUDOCOLINESTERASI (CHE)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	5320-12920	
RETICOLOCITI	Sangue intero	Solatrix	Ottico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C	Inserire nella richiesta anche l'emocromo	1	% 10*9/L	0,5-1,7 20-85	http://www.labtestsonline.it/tests/reticolociti
RICERCA DIRETTA LEGIONELLA	Urine	Solatrix	immunocromatografico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA S.PNEUMONIAE	Urine	Solatrix	immunocromatografico	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO GRUPPO A		Solatrix	Immunocromatografico	Tampone		20-25°C		1		Negativo	

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
RICERCA TOSSINA A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	Immunocromatografico	Contenitore Sterile	1 noce	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/clostridium_difficile
SANGUE OCCULTO	Feci	Solatrix	Fotometrico	Provetta Dedicata		20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto
SODIO	Plasma	Solatrix	Potenziometrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20--25°C		1	mmol/L	136-145	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SODIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenziometrico	Provetta Urine	5 mL	20--25°C	VEDI: ISTRUZIONI PAZIENTE MODALITA' RACCOLTA E CONSERVAZIONI DEI CAMPIONI	1	mmol/24h	40-220	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SPERMIOGRAMMA	Liquido Spermatico	Solatrix	Microscopico	Contenitore Sterile	tutto il raccolto	20-25°C	SI ESEGUE di MERCOLEDI', GIOVEDI' e VENERDI' SENZA APPUNTAMENTO; RISPETTARE MINIMO 3, MASSIMO 5 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE	1			http://www.labtestsonline.it/tests/spermioγραμμα

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
										DATA 24/11/2021	
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
STIMA DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (e-GFR)	Plasma, Siero	Solatrix	Parametro calcolato mediante algoritmo CKD-EPI	Tappo Verde Litio Eparina		20-25°C		1	mL/min/ 1,73m ²	> 90*	http://www.labtestsonline.it/tests/egfr
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) RATIO/INR	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	INR	Terapia: 2-3	http://www.labtestsonline.it/tests/PT
TEMPO TROMBOPLASTINAZIONE PARZIALE ATTIVATA (aPTT)	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ratio	Terapia: 2-4 Normale: 0,82-1,18	http://www.labtestsonline.it/tests/aPTT
TEST DI GRAVIDANZA	Urine, Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso, Provetta Urine	1 mL	20-25°C		1			
TIROXINA LIBERA (FT4)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	12-22	http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina
TRANSFERRINA	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-360	https://labtestsonline.it/tests/tibc-uibc-e-transferrina

 SOLATRIX SPA casa di cura polispecialistica	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
	DATA 24/11/2021										
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
TRIGLICERIDI	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 180*	https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi
TRIIODOTIRO NINA LIBERA (FT3)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	3,1-6,8	http://www.labtestsonline.it/tests/T3
TROPONINA T (ULTRASENSIBILE)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	< 14	http://www.labtestsonline.it/tests/troponina
UREA/AZOTEMIA	Plasma	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	16 - 48	https://labtestsonline.it/tests/azotemia
URINOCOLTURA	Urine	Solatrix	Microscopico, Culturale	Contenitore Sterile	10 mL	20-25°C		3		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/urocoltura
VDRL	Siero	Solatrix	Immunocromatografico	Tappo Rosso	1 mL	20-25°C		1		Negativo	
VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	Sangue intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1	mm/ora	Uomini: < 28 Donne: < 38	http://www.labtestsonline.it/tests/ves

	MODULO GUIDA AGLI ESAMI DI LABORATORIO PER AMBULATORIO PRELIEVI Laboratorio Analisi Chimico Cliniche									ModL 01	
										Rev. N. 04	
	DATA 24/11/2021										
L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche,insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service.											
Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/ Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(+da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
VITAMINA B12	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	197-771	http://www.labtestonline.it/tests/acido-folico
VITAMINA D	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	> 20	http://www.labtestonline.it/tests/vitamina-d

agg
03.04.2023
rc