

L'elenco non è esaustivo. Vengono eseguite Curve glicemiche, insulinemiche, di prolattina. Si fa presente che quanto non riportato (intolleranze, allergie, farmaci, test genetici, medicina lavoro, esami particolari) viene inviato in service presso il laboratorio Synlab.

Esame	Matrice	Laboratorio di Esecuzione	Tecnica	Contenitore	Quantità Minima	Temperatura di trasporto	Preparazione/Note per il Paziente e il Personale Infermieristico	Giorni di Risposta	Unità di Misura	Valori di Riferimento da procedura d'esame(*da Linee Guida, ++valori territoriali)	Notizie Cliniche
ACIDO URICO	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Uricasi	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 3,4-7,0 Donne: 2,4-5,7	https://labtestsonline.it/ito-tests/acido-urico.html
ACTH (ormone adrenocorticotropo)	Plasma EDTA	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	pg/ml	7,2 -63,3	Labtestsonline - ACTH
ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT)	Plasma, Siero	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 10-50 Donne: 10-35	https://labtestsonline.it/tests/alanina-aminotransferasi-altgot
ALBUMINA	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	g/L	35-52	https://labtestsonline.it/tests/albumina-sierica
ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINURIA)	Urine	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/g di creatinina	< 20	https://labtestsonline.it/tests/albumina-urinaria-e-rapporto-albumina-creatinina
ALFA FETO PROTEINA (AFP)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 7	http://www.labtestsonline.it/tests/alfa-fetoproteina-marcatore-tumorale
AMILASI PANCREATICA	Plasma	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-53	https://labtestsonline.it/ito-tests/amilasi.html
AMMONIO	Plasma EDTA	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Lavanda	3 mL	4°C	Conservare in ghiaccio e portare subito in laboratorio. Scrivere sulla provetta l'orario del prelievo.	1	umol/L	Uomini: 16-60 Donne: 11-51	http://www.labtestsonline.it/tests/ammonio
ANTICORPI ANTI CITRULLINA	Siero	Solatrix	ELISA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5	U/mL	< 20	Labtestsonline - Anticorpi anti-citrullina (anti-CCP)
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 115	https://labtestsonline.it/ito-tests/anticorpi-tiroidei.html
ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI	Siero o Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	IU/mL	< 34	https://labtestsonline.it/ito-tests/anticorpi-tiroidei.html
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOOSTER IgG	Siero	Solatrix	ELISA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5	mIU/mL	< 50	Labtestsonline - Varicella e Herpes zoster
ANTICORPI ANTI VARICELLA ZOOSTER IgM	Siero	Solatrix	ELISA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5	U/mL	< 20	Labtestsonline - Varicella e Herpes zoster
ANTICORPI ANTI-CORE TOTALI EPATITE B	Siero	Solatrix	ELFA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1		Negativo	https://labtestsonline.it/ito-tests/epatite-b.html
ANTICORPI ANTI-GLIADINA IgA - IgG	Siero	Solatrix	ELISA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5	U/mL	< 12	Labtestsonline - Celiachia - Test Anticorpi
ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI IgA - IgG	Siero	Solatrix	ELISA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5	U/mL	< 10	Labtestsonline - Celiachia - Test Anticorpi
ASLO/TAS Titolo antistreptolisinico	Plasma	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	UI/mL	Adulti: < 200 Bambini: < 150	Labtestsonline - Titolo Antistreptolisinico (ASO)
ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (AST)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: 10-50 Donne: 10-35	https://labtestsonline.it/ito-tests/aspartato-aminotransferasi-ast-got.html
AZOTO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	g/24h	12-20	Labtestsonline - Urea (Azotemia)
BETA 2 MICROGLOBULINA	Siero	Solatrix	ELFA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	mg/L	0,81-2,19	https://labtestsonline.it/ito-tests/beta-2-microglobulina-marcatore-tumorale.html https://labtestsonline.it/ito-tests/beta-2-microglobulina-patologie-renali.html

BILIRUBINA DIRETTA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 0,3	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina
BILIRUBINA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico con Diazoreagente	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 1,2	https://labtestsonline.it/tests/bilirubina
CA 125	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 35	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-125
CA 15-3	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 28	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-15-3
CA 19-9	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/mL	< 34	http://www.labtestsonline.it/tests/ca-19-9
CALCIO	Plasma	Solatrix	NM-BAPTA	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Anni 0-11 8,8-10,8 Anni 12-17 8,4- 10,2 Anni 18-59 8,6-10 8,8-10,2 Anni: 60-89 Anni: > 90 8,2-9,6	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CALCIO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	NM-BAPTA	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	mg/24h	100-300	http://labtestsonline.it/tests/calcio
CALPROTECTINA FECALE	Feci	Solatrix	ELISA	Contenitore per feci	1 noce	20-25°C		5	µg/g	< 50	Labtestsonline - Calprotectina fecale
CATENE LEGGERE LIBERE K/L	Siero	Solatrix	Turbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		3	mg/L	Lambda: 5,71-26,3 Kappa: 3,30-19,40	Labtestsonline - Catene Leggere Libere (rapporto K/L)
CEA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/ml	< 5 < 6,5 per fumatori	https://labtestsonline.it/ito-tests/cea-antigene-carcinembrionario.html
CLORO	Plasma	Solatrix	Potenzimetrico Indiretto	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mmol/L	98-107	http://labtestsonline.it/tests/cloro
CLORO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenzimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	mmol/24h	110-250	http://labtestsonline.it/tests/cloro
COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 190*	https://labtestsonline.it/ito-tests/colesterolo-totale.html
COLTURALE	Varia	Solatrix	Microscopico, Colturale	Tampone		4°C	Specificare il distretto corporeo	6		Negativo	
CORTISOLO SIERICO	Siero	Solatrix	ELFA	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	55-287	Labtestsonline - Cortisolo
CREATINFOSFOCHINASI (CPK) TOTALE	Plasma	Solatrix	NAC	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 190 Donne: < 170	https://labtestsonline.it/ito-tests/creatina-chinasi-ck.html
CREATININA	Plasma, Siero	Solatrix	Colorimetrico Jaffé	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 0,7-1,2 Donne: 0,5-0,9	https://labtestsonline.it/ito-tests/creatinina.html
CREATININA URINARIA	Urine 24h	Solatrix	Colorimetrico Jaffé	Provetta Urine	5 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: 39-259 Donne: 28-217	Labtestsonline - Creatinina
CTX (telopeptide)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	UOMINI 40-49 anni < 0,80 50-70 anni < 0,73 71-99 anni < 0,77 Donne pre-menopausa: < 0,68	Labtestsonline - Marcatori Ossei
D-DIMERO	Plasma	Solatrix	Immunoturbidimetria	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 500	Labtestsonline - D-dimero
ELETTROFORESI PROTEINE SIERICHE	Siero	Solatrix	Elettroforesi capillare	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1			Labtestsonline - Elettroforesi delle proteine e immunofissazione
EMOCOLTURA	Sangue Intero	Solatrix	Microscopico, Colturale	Flaconi aerobi e anaerobi	10 mL a flacone	20-25°C	Prelevare e accettare 2 flaconi aerobi e 2 anaerobi. Incubare a 37° subito dopo il prelievo	5		Negativo	Labtestsonline - Emocoltura
EMOCROMO (Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Leucociti, Piastrine, MCV,MCH, MCHC, RDW) FORMULA LEUCOCITARIA (Neutrofili, Basofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili)	Sangue intero	Solatrix	Impedenziometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1		*	https://www.labtestsonline.it/ito-tests/emocromo.html
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	Sangue intero	Solatrix	HPLC	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	mmol/mol	< 48*	https://labtestsonline.it/ito-tests/emoglobina-glicata-hba1c.html

ESTRADIOLO E2	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	UOMINI: 11,3 - 43,2 DONNE Fase follicolare: 30,9 - 90,4 Fase ovulatoria: 60,4 - 533 Fase luteinica: 60,4 - 232 Post menopausa: < 138	https://labtestsonline.it/ito-tests/estrogeni.html
FATTORE REUMATOIDE	Plasma	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	UI/mL	< 14	Labtestsonline - Fattore Reumatoide
FERRITINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 30-400 Donne: 13-150	http://www.labtestsonline.it/tests/ferritina
FERRO (SIDEREMIA)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico FerroZine senza Deproteinizzazione	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	ug/dL	33-193	http://labtestsonline.it/tests/sideremia
FIBRINOGENO	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-393	https://labtestsonline.it/ito-tests/fibrinogeno.html
FOLATI	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	3,89 - 26,80	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico
FOLLITROPINA (FSH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		0	mIU/mL	Uomini: 1,5 - 12,4 Donne: Fase follicolare: 3,5 - 12,5 Fase ovulatoria: 4,7-21,5 Fase luteinica: 1,7 - 7,7 Post menopausa: 25,8 -134,8	http://www.labtestsonline.it/tests/FSH
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	1 anno: 122-469 1-10 anni: 142-335 11-13 anni: 129-417 FEMMINE 13-15 anni: 57-254 15-17 anni: 50-117 17-19 anni: 45-87 19-99 anni: 35-104 MASCHI 13-15 anni: 116-468 15-17 anni: 82-331 17-19 anni: 55-149 19-99 anni: 40-129	https://labtestsonline.it/tests/fosfatasi_alcalina
FOSFORO	Plasma	Solatrix	Molibdato UV	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	2,5-4,5	http://labtestsonline.it/tests/fosforo
FOSFORO URINARIO	Urine 24h con Acido	Solatrix	Molibdato UV	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	mg/24h	400-1360	http://labtestsonline.it/tests/fosforo
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASI (GGT)	Plasma	Solatrix	IFCC	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	Uomini: < 60 Donne: < 40	https://labtestsonline.it/tests/gamma_gt
GLUCOSIO	Plasma, Siero	Solatrix	Enzimatico Eschinasi	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	60-99*	https://labtestsonline.it/tests/glucosio
GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (HCG) SUB UNITA' BETA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C	In gravidanza è dosabile a 8-10 gg dalla fecondazione. Picco massimo a 60-80 gg	1	mIU/mL	Non gravide: < 1 Postmenop. < 7 Maschi: < 2	Labtestsonline - Test di Gravidanza (hCG)
HBsAB	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Siero	1 mL	4°C		3	mIU/mL	Immunità: >10	Labtestsonline - Epatite B
HBSAG	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_b
HCV	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/epatite_c
HDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	Uomini: > 40 Donne: > 45*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_hdl
HIV 1 / 2 combo (anticorpi e antigene p24)	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C	test di screening	1		Negativo	Labtestsonline - Test di Screening per HIV
IMMUNOFISSAZIONE	Siero	Solatrix	Elettroforesi su gel di agarosio	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		5			Labtestsonline - Elettroforesi delle proteine e immunofissazione
IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/L	< 19 anni: < 2,93 Adulti: 0,7-4	http://www.labtestsonline.it/tests/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA E (IgE) TOTALE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	UI/mL	< 100	http://www.labtestsonline.it/tests/ige-totali

IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/L	1-4 anni: 3,17-9,97 4-19 anni: 5,01-13,4 Adulti: 7-16	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	g/L	< 19 anni: 0,45 -1,78 Adulti: 0,4 - 2,3	http://www.labtestsonline.it/immunoglobuline-quantitative
INSULINA	Siero, Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	uU/mL	2,6-24,9	http://www.labtestsonline.it/tests/insulina
LATTICODEIDROGENASI (LDH)	Plasma	Solatrix	LP	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	2-15 anni: 120-300 Adulti: < 250	https://labtestsonline.it/tests/LDH
LDL COLESTEROLO	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 115*	https://labtestsonline.it/tests/colesterolo_ldl
LIPASI	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	13-60	https://labtestsonline.it/tests/lipasi
LUTEOTROPINA (LH)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mIU/mL	Fase follicolare: 2,4 - 12,6 Fase ovulatoria: 14 - 95,6 Fase luteinica: 1-11,4 Post menopausa: 7,7 - 58,5 Uomini: 1,7 - 8,6	http://www.labtestsonline.it/tests/LH
MAGNESIO	Plasma	Solatrix	Blu di Xilidile	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	0-5 anni: 1,7 - 2,3 6-20anni : 1,7 -2,2 20-99 anni : 1,6 -2,6	http://labtestsonline.it/tests/magnesio_mg
OMOCISTEINA	Plasma, Siero	Solatrix	Spettrofotometrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	umol/L	Anziani: < 20 Adulti: < 15 Bambini: < 10	http://www.labtestsonline.it/tests/omocisteina
PARATORMONE (PTH): molecola intera 1-84	Plasma EDTA	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Lavanda	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	17-54	http://www.labtestsonline.it/tests/PTH
POTASSIO	Plasma	Solatrix	Potenzimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mmol/L	3,4-4,5**	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
POTASSIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenzimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	mmol/24h	25-125	http://labtestsonline.it/tests/potassio-k
PREALBUMINA	Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	g/L	0,20 - 0,40	Labtestsonline - Prealbumina
PRO-BNP	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	4 mL	20-25°C		6	pg/mL	< 125	http://www.labtestsonline.it/tests/BNP_e_NT-proBNP
PROCALCITONINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 0,5	http://www.labtestsonline.it/tests/procalcitonina
PROGESTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Fase follicolare: < 0,193 Fase ovulatoria: 0,055 - 4,14 Fase luteinica: 4,11- 14,5 Post menopausa: < 0,126 Uomini: < 0,149	http://www.labtestsonline.it/tests/Progesterone
PROLATTINA	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	Uomini: 4,04-15,2 Donne: 4,79-23,3	http://www.labtestsonline.it/tests/prolattina
PROTEINA C REATTIVA (PCR)	Plasma	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/L	< 5	https://labtestsonline.it/tests/proteina-c-reattiva-pcr
PROTEINE TOTALI	Siero	Solatrix	Colorimetrico Biureto	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	g/L	60-80	https://labtestsonline.it/tests/proteine_totali
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24h	Solatrix	Turbidimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	g/24h	< 0,14	https://labtestsonline.it/tests/proteine-urinarie
PSA LIBERO	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	PSAfree/PSA: > 0,25	http://www.labtestsonline.it/tests/psa
PSA TOTALE	Plasma, Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	< 40 anni: < 1,4 40-49 anni : < 2,0 50-59 anni : < 3,1 60 -69 anni: < 4,1 > 70 anni: < 4,4	http://www.labtestsonline.it/tests/psa

PSEUDOCOLINESTERASI (CHE)	Plasma	Solatrix	Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	U/L	5320-12920	Labtestsonline - Colinesterasi
RETICOLOCITI	Sangue intero	Solatrix	Ottico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C	Inserire nella richiesta anche l'emocromo	1	% 10*9/L	0,5-1,7 85	https://www.labtestsonline.it/tests/reticolociti
RICERCA ANTIGENE LEGIONELLA	Urine	Solatrix	Immunofluorescenza	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	Labtestsonline - Legionella
RICERCA ANTIGENE STREPTOCOCCO PNEUMONIAE	Urine	Solatrix	Immunofluorescenza	Contenitore Sterile	5 mL	20-25°C		1		Negativo	
RICERCA GDH CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	Immunofluorescenza	Contenitore per feci	1 noce	20-25°C		1		Negativo	https://labtestsonline.it/ito-tests/clostridium-difficile.html
RICERCA HELICOBACTER PYLORI	Feci	Solatrix	Immunofluorescenza	Contenitore per feci	1 noce	20-25°C		1		Negativo	https://labtestsonline.it/ito-tests/helicobacter-pylori.html
RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO GRUPPO A	Tampone faringeo	Solatrix	Immunofluorescenza	Tampone tappo rosa		20-25°C		1		Negativo	Labtestsonline - Streptococco β-emolitico di gruppo A (SBEA)
RICERCA TOSSINA A E B CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Feci	Solatrix	PCR real time	Contenitore per feci	1 noce	20-25°C		1		Negativo	Labtestsonline - Clostridium difficile
SANGUE OCCULTO	Feci	Solatrix	Agglutinazione al lattice	Fiala feci		20-25°C	Conservare a 2-4°C	1		Negativo	http://www.labtestsonline.it/tests/sangue_occulto
SARS-CoV2 (Covid19)	Tampone naso-faringeo	Solatrix	PCR real time	Tampone tappo rosso		20-25°C		1		Non rilevato	Labtestsonline - Test Coronavirus (COVID-19)
SODIO	Plasma	Solatrix	Potenzimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mmol/L	136-145	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SODIO URINARIO	Urine 24h	Solatrix	Potenzimetrico	Provetta Urine	5 mL	20-25°C	VEDI: istruzione operativa "Raccolta e conservazione dei campioni"	1	mmol/24h	40-220	http://labtestsonline.it/tests/sodio_na
SPERMIOCOLTURA	Liquido Spermatico	Solatrix	Culturale	Contenitore Sterile	1 mL	20-25°C		5		Negativo	
SPERMIOGRAMMA	Liquido Spermatico	Solatrix	Microscopico	Contenitore Sterile	Tutto il raccolto	20-25°C	SI ESEGUE di, GIOVEDI' CON APPUNTAMENTO; RISPETTARE MINIMO 3, MASSIMO 5 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE. MANTENERE A 37°C SUBITO DOPO LA RACCOLTA.	2			Labtestsonline - Analisi del liquido seminale
STIMA DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (e-GFR)	Plasma, Siero	Solatrix	Parametro calcolato mediante algoritmo CKD-EPI	Tappo Verde Lito Eparina		20-25°C		1	mL/min/ 1,73m²	> 90*	Labtestsonline - eGFR
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) RATIO/INR	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	INR	Terapia: 2-3 Normale: 0,85-1,15	https://labtestsonline.it/ito-tests/tempo-di-protrombina-pt-e-inr.html
TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (aPTT)	Plasma	Solatrix	Coagulometrico	Tappo Azzurro	3 mL	20-25°C		1	ratio	Normale: 0,82-1,18	Labtestsonline - Tempo di tromboplastina parziale (PTT, aPTT)
TEST DI GRAVIDANZA	Urine	Solatrix	Immunocromatografico	Provetta Urine	1 mL	20-25°C		1			
TESTOSTERONE	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	1 mL	4°C		3	ng/mL	UOMINI 20-49 anni: 2,49- 8,36 > 50:1,93- 7,40 DONNE 20-49 anni 0,084-0,481 >50: 0,029-0,408	http://www.labtestsonline.it/tests/Testosterone
TIROXINA LIBERA (FT4)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	12-22	http://www.labtestsonline.it/tests/tiroxina
TRANSFERRINA	Plasma, Siero	Solatrix	Immunoturbidimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	200-360	https://labtestsonline.it/tests/tibc-uibc-e-transferrina
TRIGLICERIDI	Plasma	Solatrix	Enzimatico Colorimetrico	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	< 150*	https://labtestsonline.it/tests/trigliceridi
TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	pmol/L	3,1-6,8	http://www.labtestsonline.it/tests/T3
TROPONINA T (ULTRASENSIBILE)	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	< 14	http://www.labtestsonline.it/tests/troponina
TSH	Plasma	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Verde Lito Eparina	3 mL	20-25°C		1	uIU /ml	0,27- 4,20	Labtestsonline - TSH

UREA/AZOTEMIA	Plasma	Solatrix	Cinetico Ureasi GLDH	Tappo Verde Litio Eparina	3 mL	20-25°C		1	mg/dL	16 - 48	https://labtestsonline.it/tests/azotemia
URINOCOLTURA	Urine	Solatrix	Microscopico, Colturale	Contenitore Sterile	10 mL	20-25°C		3		Negativo	Labtestsonline - Urinocoltura
VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)	Sangue intero	Solatrix	Fotometrico	Tappo Lavanda	2 mL	20-25°C		1	mm/ora	Uomini: < 28 Donne: < 38	https://www.labtestsonline.it/ito-tests/velocita%27di-eritrosedimentazione-ves.html
VITAMINA B12	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	pg/mL	197-771	http://www.labtestsonline.it/tests/acido_folico
VITAMINA D	Siero	Solatrix	Chemiluminescenza	Tappo Rosso	3 mL	20-25°C		1	ng/mL	> 30	http://www.labtestsonline.it/tests/vitamina_d